



Linie tehnologică

Producție

Depozite



ROMCHIM - ROMÂNIA
Tg. Mureș, Str. Câmpului nr. 18,
Tel.: 0265-263 192, Fax: 0365-805 808
e-mail: office@romchim.ro
www.romchim.ro



DEZINFECTANȚI DE UZ MEDICAL

Maxil



Maxil Sept BCS

Produsul Maxil Sept BCS este recomandat la curățarea și dezinfectarea tuturor spațiilor de spital (pardoselilor, meselor, pereților lavabili, ușilor), a spațiilor private din instituții publice, locuri de joacă pentru copii, precum și în spațiile de producție. Timpul de acțiune biocidă a produsului se instalează în maxim 30 minute de la aplicare. Produs pe bază de săruri cuaternare de amoniu.



Maxil Sept S

Produsul Maxil Sept S este recomandat la curățarea și dezinfectarea tuturor spațiilor de spital (pardoselilor, meselor, pereților lavabili, ușilor), a spațiilor private din instituții publice, locuri de joacă pentru copii, precum și în spațiile de producție. Timpul de acțiune biocidă se instalează în maxim 60 minute de la aplicare. Produs pe bază de glutaraldehidă.



Maxil Sept IN Sensitive

Produsul Maxil Sept IN Sensitive se folosește la dezinfectarea/sterilizarea tuturor instrumentelor medicale: instrumente termostabile și termolabile, endoscoape și laparoscopia, precum și la dezinfectarea echipamentului de anestezie, tuburi, măști etc. Timpul de acțiune se instalează între 10 și 60 minute, în funcție de operația dorită. Sterilizant chimic la rece pe bază de glutaraldehidă. Soluția de lucru este stabilă 28 de zile.

Maxil Sept IN

Produsul Maxil Sept IN se folosește la dezinfectia de nivel înalt prin imersie, a tuturor tipurilor de instrumentar termolabil și termostabil, precum și în băi cu ultrasunete din spitale și laboratoare etc. Timpul de acțiune se instalează în maxim 15 minute de la aplicare (la o concentrație de 1,5%) și 5 minute de la aplicare (la o concentrație de 5%). Soluția de lucru este stabilă 7 zile.



Maxil Sept Ultrarapid

Produsul Maxil Sept Ultrarapid se utilizează la dezinfectarea suprafețelor, dispozitivelor medicale rezistente la alcool, din instituțiile sanitare și instituțiile private, spitale, centre medicale, cămine de bătrâni, școli, industrie farmaceutică, cosmetică și alimentară. Efectul biocid se instalează în 2 minute. Produsul are o uscare rapidă și nu lasă reziduri.

Maxil Zyme

Produsul Maxil Zyme este un detergent enzimatic recomandat pentru curățarea instrumentarului. Îndepărtează toate tipurile de proteine de pe instrumentar. Este ușor de utilizat, deosebit de eficient, neavând nici o restricție în utilizare.



Maxil Sept ICF

Produsul Maxil Sept ICF se folosește la dezinfectarea igienică și chirurgicală a mâinilor prin frecare. Timpul de acțiune se instalează la maxim 90 de secunde de la aplicare. Produs sub formă de gel, nu lasă mâinile lipicioase după absorbție, nu necesită clătire.



Maxil Săpun Lichid

Produsul Maxil Săpun Lichid se folosește la dezinfectarea igienică și chirurgicală a mâinilor prin spălare și/sau frecare. Timpul de acțiune se instalează la maxim 90 de secunde de la aplicare. Maxil Săpun lichid conține un complex de emolienți care ajută la protecția pielii.

Maxil Sept RI

Produsul Maxil Sept RI este recomandat a se folosi ca și antiseptic pentru tegumente și mucoase. Este un produs pe bază de povidoneiodină. Recomandat înaintea intervențiilor chirurgicale etc.



Maxil Sept TA

Produsul Maxil Sept TA se folosește la dezinfectarea mâinilor și a tegumentelor, înaintea injecțiilor etc. Timpul de acțiune se instalează la maxim 90 de secunde de la aplicare. Este un produs pe bază de alcool și clorhexidină.

